

Monitorer



ARGUS LCM plus

Stand-alone patientmonitor i kompakt lättviktsformat. Kan användas till övervakning av både vuxna och barn. För barn och nyfödda finns ett flertal tillbehör och anpassningar. Monitorn är gjord för att användas stationärt eller under transport inom sjukhus eller vårdcentraler. Monitorn finns i fyra versioner med olika parameterkombinationer.

Standardparametrar:
 EKG 3 till 12 avledningar
 Respiration
 NIBP

Alla versioner har LCD-färgskärm med hög upplösning, inbyggt batteri och strömförsörjning, diagnostisk EKG-förstärkare, 24 timmars trendanalysminne samt alarmerad övervakning av alla vitala parametrar. Som tillval finns ARGUS LCM med inbyggd termisk printer, även ett extra batteri finns som option. Monitorn kan anslutas till ARGUS PRO Systemet (option).

Option version A

1 tempmätare
 SpO2

Option version B

1 tempmätare
 SpO2
 etCO2 sidestream
 capnografi

Option version C

1 tempmätare
 Invasivt blodtryck
 SpO2

Option version D

Invasivt blodtryck
 etCO2 sidestream
 capnografi
 SpO2

Förbrukningsartiklar

Blodtrycksmanschett , barn/vuxen small 18-26 cm	Artnr 2.120020
Blodtrycksmanschett, barn 10-19 cm	Artnr 2.120021