

Monitorer

ARGUS LCX



Vital Data Patient Monitorering - Enkel att använda!

SCHILLER ARGUS LCX är en ny monitor där LCD-skärmen har blivit större utan att ha blivit djupare än 77mm. Monitorn ger en exakt komplex patientanalys. Denna tunna och extremt användarvänliga patientmonitor kan enkelt fästas på väggen eller på en vagn. Enheten har en kapacitet på 2 timmar med batteridrift. Det gör den idealisk för ett flertal användningsområden inomhus, stationärt och under transport.

Funktioner:

- EKG visar avledning 1-V1
- Respiration
- Pulsoximetri SpO₂
- Puls rate
- Temp
- Non-invasivt blodtryck oscillometriskt
- Två invasiva blodtrycksmätningar
- etCO₂ main och sidestream som tillbehör
- Stor skärm 307*230mm (381mm diagonal)
- Mjukvaruuppgradering via USB
- SD minneskort
- Trender: Stand-alone 6 dagar med central enhet för mer än 15 dagar
- Alarmhistorik
- Fläktlös enhet
- Snabb och kalibreringsfri etCO₂ modul kan enkelt anslutas av användare
- Standby och transport mode
- Sköterskelarm



ARGUS MPC (Multi-Patient-Console) central övervakningsstation

Fullständig kontroll!



Som tillval finns ARGUS MPC central övervakningsstation som ser ut precis som patient-monitorn. Den kan övervaka upp till 64 enheter och ger en mängd utskriftsmöjligheter. Dokument på patienternas historia inklusive alarmhistorik, trender, ST-analyser och arrhythmias kan skrivas ut.