

## EASY PULSE®

- Världens minsta och lättaste eldrivna HLR apparat, väger endast 3.5 kg.
- Automatisk bröstkompression, kontinuerlig eller 30:2.
- Tryck på två knappar på EASY PULSE och HLR startar omedelbart.
- Enkel och snabb montering av enheten på patientens bröstkorg.
- Uppladdningsbart batteri med laddningsindikator.
- Automatisk användning i 45 minuter (med ett batteri).



Spännreglage



Batteriladdare



Nättaggregat

### Tillbehör:

Dubbel laddstation  
 Reservbatteri  
 Spännreglage  
 Nätkabel  
 Extern batteriladdare  
 Väska

## **Tekniska data**

**Mått:** 180 x 220 x 150 mm (h x l x b)

**Vikt:** 3.5kg inkl batteri  
Spännreglage med remmar 0.3kg

**Skyddsklass för hölje:** IP33 (skydd mot fasta främmande kroppar med en dm  $\geq$  2.5mm och mot sprutande vatten i vinkel upp till 60° vertikalt)

**Batterityp:** Litium-Ion Polymer 18.5V 4.0Ah

**Batterikapacitet:** 45 min kontinuerlig drift

## **Omgivande förhållanden**

**Drift:** 20<sup>1</sup> - 40 °C vid en relativ fuktighet 0-95% (icke-kondenserande).  
Atmosfäriskt tryck 540 –1060 hPa.

**Transport:** 10-40 °C vid relativ fuktig 10-95% (icke kondenserande)

**Förvaring:** 5-40 °C vid relativ fuktighet 10-95% (icke kondenserande).  
Atmosfäriskt tryck 540 - 1060 hPa.

1. Om tidigare förvarad i minst 5 °C (se omgivande förhållanden för förvaring).

För fullständig information hänvisas till användarmanualen.