

# FRED easyport

## Världens första defibrillator i fickformat !

### Ett Schweiziskt mästerverk i miniformat!

Den nya extremt lilla defibrillatorn är så liten och lätt att den med enkelhet får plats i fickan eller i doktorsnäs väska utan att ge avkall på all den funktionalitet som en modern AED (Automatic External Defibrillator) hanterar.

Vikt: Endast 490 gram inkl. batterier  
 Mått: 133 x 126 x 35mm (l x b x h)  
 Högupplöst LCD skärm  
 Biphasic pulsed defibrillation impulse  
 Multipulse Biowave®  
 Konfigurerbar styrka anpassad för vuxen & barn  
 Automatisk omkoppling för barn när enheten ansluts

### Automatisk inställning



### Manuell inställning

**FRED® easyport®** är den idealiska enheten för läkare, ambulanspersonal, allmänheten och alla som är utbildade på hjärträddning med defibrillator. Efter utbildning kan patienter inom riskområdet enkelt bära med sig sin egen räddningsutrustning för sig själv, familjen och nära anhöriga. Detta reducerar dramatiskt responstiden inför behandling av hjärtflimmer och tachykardi, vilket innebär en avsevärt större chans för patienten att överleva.

