

IPMS 8000 - Patient övervaknings system



IPMS 8000 är ett övervaknings system för VS 2000 Vital Signs monitorer.

EKG-SPO2-Temp-NIBP är parametrar som övervakas

Med detta nätverks baserade system kan man remote göra :

- a. Reset av alarm
- b. Justera alarm gränser på fysiologiska parametrar
- c. Justera amplitud och hastighet på vågformens kanaler
- d. Reset av arbetsläge vid EKG mätning
- e. Modifiera och ändra avledningar vid EKG mätning
- f. Reset av arbetsläge vid NIBP mätningar

Support för upp till 72 timmars vågform och lagring av data

Titta och skriva ut trend diagram &

tabeller

Enkelt patient information management system

System krav :

Nätverk med TCP/IP protocol,

Windows XP / 7 .

Övervakning med 1-8 st VS2000 vital signs monitorer.

