

Kapnograf M880



Biolight M880 är en handhållen kapnograf med mid eller side stream.

Utöver kapnograf funktion så kan den även registrera SpO2 värden.

- För vuxen ,barn och neonatal
- Laddningsbart Litium Ion batteri, 18 timmars användning
- 4 timmars laddtid
- 4.3" TFTpekskärm, visar EtCO₂/CO₂, RR och SpO₂
- För intuberad och icke intuberade patienter
- Mätområde: 0-19.7% 0-150mmHg eller 0-20.0kPa
- CO₂ upplösning 0.1mmHg
- Gas flöde 60-80ml / min
- Responstid < 3s