

## Blodtrycksmätning



### BP-200 Plus

BP-200 Plus är en non-invasiv blodtrycksapparat, som är specialdesignad för mätning av blodtryck under utförande av stresstest. Den kan givetvis kombineras med Schillers EKG-apparater. Mäter systoliskt och diastoliskt blodtryck i förutbestämda intervaller eller med manuellt valbara steg.

### Egenskaper:

Svart/vit LCD-skärm  
Displayen visar kurvor och monitorstatus i realtid. Historiska data i tabellform och på trendkurvor. Anslutningsbar till Schiller EKG-system. Blodtrycksmätning startas automatisk eller manuellt. Kan även startas ifrån SEMA som är Schillers lagrings- och analysprogramvara för nätverk.  
SpO<sub>2</sub> mätning finns som tillbehör  
Hörlurar kan anslutas

**BP-200 plus** använder sig av två tekniker för mätning. SCHILLER K-Sound Analys med eller utan QRS-trigger för mätning under stresstest, och oscillometrisk mätning i vilosituationer.

BP-200 plus kan användas inom kardiologi, intern medicin, sport- och idrottsmedicin samt inom rehabilitering.

### Förbrukningsartiklar

Blodtrycksmanschett medium med mic och slang	Artnr 2.120048
--	----------------

