

## ProAid Defibrillatorskåp



### Inomhusskåp

Bredd 30cm  
Höjd 40cm  
Djup 15,5cm



### Utomhusskåp

Bredd 40cm  
Höjd 50cm  
Djup 21cm  
värme 220v -40 °C klimatstyrd 15°C

### Inomhus och utomhusskåp för hjärtstartare

- Passar alla modeller av hjärtstartare
- Hög IP klass - IP66

#### Tekniska data för skåpen

**Material:** Skåpstomme 1,2-1,4 mm stålplåt

**Ytbehandling:** Pulverlackerad RAL med strukturerad yta

**IP66:** Dammtät och spoltät

**Klimatstyrning:** 220v 100w termostat 15°C

**Certifikat:** CD Deklaration of Conformity, CSA, DNV-GL, GOST, Mema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, Russian Maritime Register of Shipping, cULus\_UL Listed, IEC 61439 Declaration of Compliance.