

ERGOMETRI

Schiller Ergosana ERG 911S plus

Cykeln har en belastningsnivå från 20-800 Watt. Stor LCD-display, justerbar sadelhöjd samt nästan ljudlös cykling. Klarar vikt upp till 160Kg.

ERG 911S plus finns med och utan blodtrycksmätning

Dessutom även med elektriskt höj och sänkbar sadel som tillval



MTM-1400 löpband passar ihop med alla Schillers EKG-apparater för arbetsprov. Levereras som standard med ett handtag som kan monteras på höger eller vänster sida. Hastigheten kan justeras i intervall 0-20km/t i steg om 0,1 km/t. Lutningen justeras mellan 0-24%.

