

HL7-Interface Modul

Modulen är ett tillbehör till datalagringsystemet SEMA. Mjukvaran tillåter Schillers produkter att utbyta information med sjukhussystem (HIS) via Health Level 7 (HL7)



Egenskaper:

- * Automatiska import- och exportfunktioner ökar tillgången till information, reducerar manuell datainmatning och minimerar felkällor.
- * Import av patientdata via Admit/Discharge/Transfer (ADT) meddelanden in i produktens patientdatabas.
- * Exportsökningar, valideringar och diagnostiska data och vågformer i PDF-format via Observation Result/Unsolicited (ORU) meddelanden.
- * Fullt konfigurerbar för att integreras med sjukhussystemet (HIS) version 2.x av HL7 standarden
- * Support med sjukhussystemet (HIS) för SEMA-200, AT-104, CS-200 samt ARGUS PRO övervakningssystem (enbart import)

